

# QUIRÚRGICA

# FIRST® PROTEC

## FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR  
TALLA PEQUEÑA 145x95mm

**TIPO IIR**

Mascarilla quirúrgica



UNE EN 14683:2009



HOMOLOGACIÓN  
EUROPEA

Mascarilla Quirúrgica tipo IIR, Ensayadas y con marcado CE según EN 14683:2009.

**C** Clase de mascarilla  
(QUIRÚRGICA TIPO IIR )  
EN 14683:2009

**M** Marcado CE

**N** No reutilizable  
Modelo MQ01



## Referencia de fábrica : MQ01

<b>Grado</b>	Mascarilla Quirúrgica Desechable
<b>Standard</b>	UNE - EN 14683:2009
<b>Caducidad</b>	2 AÑOS
<b>Capas</b>	3
<b>Material</b>	Interior PP-no tejido/ Meltblown no tejido/ PP no-tejido - Clip nasal ajustable
<b>Medidas</b>	14,5 cm x 9,5 cm

- E** Envase individual  
Codificación EAN 13
- C** Cajas de 50 Uds - 5  
packs de 10
- P** Packaging en idioma  
castellano



Código EAN 13 Pack de 10 Uds	8435382498947
Código EAN 13 Caja de 50 Uds	8435382498954
Código GTIN 14 caja master	18435382498951
Caja (Unidad de venta)	50 Uds - 5 packs de 10
Caja - Dimensiones	18X10,5X8 cm
Caja - Peso kg	0,15 kg
Cajas por caja master.	40
Cajas master por palet	12
Unidades por caja master	2.000
Medidas de caja master	55 cm x 38,5 cm x 35
Peso de la caja master	8,2 kg



Caja cartón  
50 Unidades



Idioma  
Castellano



Código de barras  
EAN 13





Packs  
10 Uds



Codigo de barras  
EAN 13



Idioma  
Castellano

### TIPO IIR DE ACUERDO A NORMATIVA EN 14683:2019

STANDARD: YY / 0469-2011

Composición: 3 Capas.

Raw Materials: 40% Melt-Blown Fabric, 60% Non-Wovens Fabric

Tamaño: 14.5x 9.5cm


BFE ≥ 98% Pa/cm2 < 60

Made in P.R.C.


LOT 20200907 07.09.2020 2022/08



### INSTRUCCIONES DE USO



Tire de la mascarilla por sus bordes superior e inferior



Coloque la mascarilla, ajustar la pinza en la nariz y cubrir la boca



Ajustar la banda elástica detrás de las orejas

No usar la mascarilla más de 4 horas | Sustituir por otra en caso de que se humedezca | Solo para un único uso | Distinga correctamente la parte delantera y trasera antes de utilizar | Preste atención a la fecha de vencimiento de este producto antes de usar. Deseche adecuadamente las mascarillas usadas.

## MEDICAL IIR Disposable surgical mask

# FIRST<sup>®</sup> PROTEC

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR TALLA PEQUEÑA

EC REP

CMC Medical devices & Drugs S.L. Horacio Lengua N° 18, CP 29006, Málaga, Spain.

Portomedica SL | Firstprotec Marca de Dismark Products Vía Edison 19 C, Polígono del Tambre 15890 Santiago de Compostela, A Coruña Spain.  
info@firstprotec.com | www.firstprotec.com



8 435382 498947

Medical device: Chongqing PaXijia Biotechnology, Ltd. No. 27-5, Fengsheng road, Jiulongpo district, Chongqing, China

BFE ≥ 98%

Pa/cm2 < 60

**Uso previsto:** Las máscaras faciales médicas deben de usarse para proteger principalmente contra la propagación o transmisión de gérmenes infecciosos y agentes patógenos. El objeto principal es proteger al paciente, y una de las características diferenciadoras de la mascarilla IIR es la protección adicional del usuario, que en ciertas situaciones se ve expuesto a salpicaduras de líquidos y microgotas potencialmente contaminantes. Protección de fluidos a pacientes y usuarios.

## MEDICAL IIR Disposable surgical mask

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS IIR TALLA PEQUEÑA

### NO REUTILIZABLES

EFICACIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA ≥ 98%

CLIP AJUSTABLE

SIN LÁTEX (Tamaño: 14.5x 9.5cm)

# FIRST<sup>®</sup> PROTEC

BFE ≥ 98%



10 PCS



3 CAPAS



**Fi** Album

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR TALLA PEQUEÑA

**FIRST<sup>®</sup>**  
**PROTEC**

